

Mehiläinen Hammaslaboratoriot

Sairaalakatu 2 E, 94100 Kemi

kemi@mehilainenhammaslaboratoriot.fi

Puh. 016 255 944 / 050 3085 589

(ma-to 8-16, pe 8-14)

TILAAJA / HAMMASLÄÄKÄRI	PÄIVÄYS / /
OSOITE	PUH.
POTILAAN NIMI	HETU ♀ ♂
OSOITE	PUH.

TYÖOHJEET

VÄRI N:O	MERKKI	MALLI N:O □ ○ △
----------	--------	-----------------


TYÖVAIHEET

PVM	KLO	VAIHE
/		
/		
/		
/		
/		

LISÄTIETOJA


TYÖ ON: ☐ DESINFIOITU ☐ ETSATTU ☐ HIEKKAPUHALLETTU

TOIM. MYÖS: ☐ TYÖTILAUSLOMAKKEITA



ERIKOISTOIVEET KARAKTERISOINTIIN

(Piirrä kuvaan):



VÄRI:

HIOTUN PINNAN / PILARIN VÄRI:

VÄRIN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA:

_____ / _____ klo: _____

PERUSVÄRIASTEIKKO

- ☐ VITA LUMIN ☐ VIVODENT PE ☐ VITA 3DMASTER
☐ LEPTOSOMI ☐ ATLEETTI PYKNIKKO

KRUUNUTÖIDEN VALMISTUSMENETELMÄ

- ☐ METALLOKERAMIA ☐ POSLIINIOLKAPÄÄ(T) ☐ E. MAX ☐ ZIRKONIA ☐ KULTA

IMPLANTTITYÖN TIEDOT

VALMISTAJA / MALLI:

_____ KOKO: Ø _____ mm

JATKEEN MATERIAALI:

- ☐ Ti ☐ ZrO₂ ☐ Au ☐ RUUVIKIINNITTEINEN ☐ SEMENTOITAVA

HUOM.
